

# Electric Wheelchair Eco3

- รับน้ำหนักพูนั่งสูงสุด 120 กิโลกรัม
- รถขับเคลื่อนไฟฟ้าเส้นผ่านศูนย์กลางล้อหลังตัน ขนาด 24 นิ้ว
- มีล้อกันทราย
- จอยสติ๊กย้ายข้างซ้าย-ขวาได้
- มีเบรกแมนนวลและเบรกไฟฟ้า
- ใช้งานได้3ระบบ คือบังคับไฟฟ้า เ็นแมนนวล และพู่ดูแลเซ็น

## คุณสมบัติ

Model  
มอเตอร์ / Motor  
เบรก / Brake  
แบตเตอรี่ / Batteries  
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหน้า / Front Wheel Diameter  
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหลัง / Rear Wheel Diameter  
รับน้ำหนักพูนั่งสูงสุด / Max Load  
ความกว้างโดยรวม / Overall Width  
ความยาวโดยรวม / Overall Length  
ความสูงโดยรวม / Overall Height  
ความสูงจากเบาะถึงพื้น / Seat Height  
เบาะกว้าง / Seat Width  
เบาะยาว / Seat Length  
ความสูงของพนักพิง / Backrest Height  
ความลาดชันสูงสุด / Max slope  
ความเร็วสูงสุด / Max Speed  
Max Driving range  
น้ำหนักรถขึ้น / Net Weight  
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ / Gross Weight  
ชนิดและระยะเวลาชาร์จแบตเตอรี่ / Charger Charging time  
Packaging size

Eco3  
DC250W\*2  
Electronic Brake  
Lead acid 24V 12AH  
10 นิ้ว (ล้อตัน)  
24 นิ้ว (ล้อตัน)  
120 กิโลกรัม  
66 เซนติเมตร  
115 เซนติเมตร  
91 เซนติเมตร  
48 เซนติเมตร  
46 เซนติเมตร  
44.5 เซนติเมตร  
43 เซนติเมตร  
8-15 องศา  
6 km/h  
20 km  
35 กิโลกรัม  
37 กิโลกรัม  
Ac220 50hz 1.8A ใช้เวลาชาร์จ 7-8 ชั่วโมง  
88\*47\*82.5 เซนติเมตร



Lead acid 24V 12AH



เข็มขัดนิรภัย



ความชันสูงสุด  
ที่ 8-15 องศา



ระยะทางสูงสุด  
วิ่งได้ 20 km



นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

**บริษัท เมดิคัลเทค จำกัด**  
89/7 โครงการ เจ.เอส.พี. เฟส 4  
ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงคลองบางพราน  
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150



095-348-0712  
02-415-4347



เลขที่ ขพ. 1139/2564

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้




ล้อหลังตัน  
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด  
24 นิ้ว  
สามารถบิดไฟฟ้า  
แล้วเป็นแบบแมนนวลได้




รับน้ำหนักได้ 120kg  
บังคับผ่านจอยสติค  
ระบบเบรกไฟฟ้า




เข็มขัดนิรภัย



เบาะถอดออกได้



ล้อกันหกลาย



ล้อกันหกลาย



ด้านหลังเปิดขึ้น

บริษัท เมดิคัลเทค จำกัด  
89/7 โครงการ เจ.เอส.พี. เฟส 4  
ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงคลองบางพราน  
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

☎ 095-348-0712  
02-415-4347

เลขที่ ขพ. 1139/2564  
อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

**eLife**  
www.eLifeGear.com